

## МРТ-инжектор для введения контрастного вещества – без аккумулятора Самый удобный!

- Всегда готов к работе
- Нет необходимости в смене аккумулятора
- Спокойная ежедневная работа без перерывов
- Нет необходимости в дополнительном месте для зарядной станции
- Нет необходимости в переносе тяжёлого аккумулятора
- Также подходит для работы на КТ

### Software

- QNX-интерфейс пользователя, схожий с Windows
- Возможность сохранения более 100 программ контрастирования
- Возможность введения в программу контрастирования до 6 последовательностей (каждая в комбинации с NaCl)
- Реальный отсчёт времени для текущих и заданных параметров инъекции
- Ручной старт для всех последовательностей инъекции
- Возможность паузы между последовательностями инъекции
- Возможность задержки старта
- Наличие функции «Keep Vein Open» (KVO)

### Touch-Терминал

- Размеры (ширина x высота x длина): 31,6 см x 27,2 см x 24,2 см
- Вес: 5,2 кг
- Питание от сети: напряжение 100-240 V, частота тока 50-60 Hz
- 12" LCD цветной «touch» монитор (размер экрана 31 см)
- Управление при помощи «touch» операций
- Наличие входа для USB
- Соединение с инжектором посредством оптического кабеля
- Приготовление Hardware под «CAN-интерфейс»
- Изображение даты и времени
- Возможность управления при помощи мышки



ulrich medical®

КТ и МРТ-инжекторы для введения контрастного вещества

## МРТ-инжектор для введения контрастного вещества – без аккумулятора Самый удобный!

### Краткая характеристика

#### Размеры (ширина x высота x длина)

52 x 132 x 76 см

#### Вес

54 кг

#### Питание

От сети

Напряжение в сети 100–240 VAC

Частота тока 50–60 Hz

#### Поступление контрастного вещества

Насосная станция

#### Скорость тока жидкости

0,2–8,0 мл/сек, шаг – до 0,1 мл/сек

#### Максимальное давление в системе

16 Бар

#### Объём инъекции (КВ + NaCl)

Максимум для МРТ-режима – 250 мл на пациента

Максимум для КТ-режима – 400 мл на пациента

#### Запасной объём

Максимум для КВ – 2 раза по 500 мл

Максимум для NaCl – 1 раз до 2.000 мл

#### «Keep Vein Open» функция

3 мл/мин, каждые 20 секунд – 1 мл



ulrich medical®

КТ и МРТ-инжекторы для введения контрастного вещества